



Gebruikershandleiding

Sociale Ritme Tracker (SRT)

Versie 1.3.3

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2026

Hoofdscherm (Dashboard)

Het dashboard geeft een overzicht van je huidige status:



Tip: De SRT score geeft aan hoe stabiel je dagelijkse ritme is. Een hogere score betekent een regelmatigere ritme.

Sociaal Ritme

Volg je dagelijkse activiteiten en zie hoe dicht je bij je richttijd zit:

Sociaal Ritme

Richttijd: 06:15

Opstaan

05:15 ✓

Eerste contact

08:30 !

Werk / Hobby

09:30 ~

☐ Avondeten

18:00 ✓

☐ Naar bed

22:15 ✓

P-Score Legenda:

✓ = Binnen 45 min (3+ punten)

~ = Binnen 60 min (2 punten)

! = Meer dan 60 min (1 punt)

Stemmingsschaal

Ritme gebruikt de officiële SRM stemmingsschaal van -5 tot +5:

Stemming

Hoe voel je je vandaag?

Depressief Neutraal Manisch
(-5) (0) (+5)

-5: Uiterst depressief

-3: Matig depressief

0: Neutraal

+3: Matig manisch

+5: Uiterst manisch

Waarde	Label	Kleur
-5	Uiterst depressief	Donkergrijs
-3	Matig depressief	Grijs
0	Neutraal	Teal
+3	Matig manisch	Oranje
+5	Uiterst manisch	Rood

SRT Score Uitleg

De SRT (Social Rhythm Therapy) score geeft aan hoe stabiel je dagelijkse ritme is:

P-Score Schaal (per activiteit)

Punten	Tolerantie	Betekenis
5	±15 min	Perfect
4	±30 min	Goed
3	±45 min	Acceptabel (cutoff)
2	±60 min	Matig
1	>60 min	Slecht
0	Geen activiteit	Gemist

SRT Score Berekening

$$\text{SRT Score} = (\text{Gemiddelde P-Score} / 5) \times 100\%$$

Interpretatie

Score	Interpretatie	Actie
80-100%	Uitstekend stabiel ritme	Blijf zo doorgaan
60-79%	Goed, kleine variaties	Acceptabel
40-59%	Matig, aandacht nodig	⚠ Monitor je ritme
20-39%	Instabiel, interventie aanbevolen	Bespreek met behandelaar
0-19%	Zeer instabiel	Hulp zoeken

Tips voor Effectief Gebruik

1. Regelmatig invullen

Doe het dagelijks op hetzelfde moment, bijvoorbeeld voor het slapen.

2. Wees eerlijk

Accurate data geeft betere inzichten in je ritme en stemming.

3. Gebruik de SRT score

Als deze daalt, is dat een signaal dat je ritme verstoord is.

4. Life events noteren

Belangrijke gebeurtenissen beïnvloeden je ritme en stemming.

5. Medicatie consistent

Neem je medicatie op vaste tijden voor optimale werking.

Privacy & Beveiliging

- Alle gegevens worden lokaal opgeslagen
- Optionele PIN-bescherming beschikbaar
- Geen data wordt naar externe servers gestuurd
- Exporteer je data als JSON voor backup

Ondersteuning

Bij vragen of problemen:

- Check de FAQ in de app
- Neem contact op met je behandelaar
- Raadpleeg de SRT literatuur

Ritme - Jouw dagelijkse ritme tracker

Versie 1.3.3 | © 2026